



Fotopolimerizzatori indicati per la polimerizzazione dei compositi estetici SHOFU

Produttore	Fotopolimerizzatore	SHOFU Universal	SHOFU Universal	Ceramage	Ceramage	Ceramage UP	Ceramage UP
		Pre-Opaque	Opaque	Prepolimerizzazione	Polimerizzazione finale	Prepolimerizzazione	Polimerizzazione finale
Bredent Group	Power Unit 2 LED	60 sec.	180 sec.	60 sec.	180 sec.	60 sec.	180 sec.
Dentsply Sirona	Eclipse Junior	90 sec.	180 sec.	90 sec.	300 sec.	60 sec.	300 sec.
GC Europe	Labolight DUO	1,5 min.	3 min.	-	-	1,5 min.	5 min.
GC Europe	Labolight LV-III	2 min.	3 min.	2 min.	5 min.	2 min.	5 min.
Kulzer GmbH	HiLite Power / 3D	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
Kulzer GmbH	Heraflash	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
Kulzer GmbH	Uni XS/ XS	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite LED	30 sec.	90 sec.	30 sec.	90 sec.	30 sec.	90 sec.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite V	1 min.	3 min.	1 min.	3 min.	1 min.	3 min.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite EX	1 min.	3 min.	1 min.	5 min.	1 min.	5 min.

Gli apparecchi non riportati nell'elenco non sono adatti oppure non sono stati validati. In caso di domande riguardo ad altri fotopolimerizzatori contattare il nostro Servizio Clienti scrivendo a customerservice@shofu.de.

SHOFU DENTAL GmbH 06/2024