



Produkt	REF	Menge
Flüssigkeiten		
VINTAGE Mixing Liquid HC 50 ml	9613	
VINTAGE Mixing Liquid HC 500 ml	9614	

Farbe	REF	Menge
OPAQUE-DENTIN - 20 g		
OD-A1	8550EU	
OD-A2	8552EU	
OD-A3	8553EU	
OD-A3,5	8554EU	
OD-A4	8555EU	
OD-B2	8556EU	
OD-B4	8557EU	
OD-C2	8558EU	
OD-C4	8559EU	
OD-D3	8560EU	
OD-N	8562EU	
BODY - 20 g		
A1B	8570EU	
A2B	8571EU	
A3B	8572EU	
A3,5B	8573EU	
A4B	8574EU	
B1B	8575EU	

Farbe	REF	Menge
BODY - 20 g		
B2B	8576EU	
B3B	8577EU	
B4B	8578EU	
C1B	8579EU	
C2B	8580EU	
C3B	8582EU	
C4B	8583EU	
D2B	8584EU	
D3B	8585EU	
D4B	8586EU	
W3B	8587EU	
ENAMEL - 20 g		
OPAL 56	8590EU	
OPAL 57	8592EU	
OPAL 58	8593EU	
OPAL 59	8594EU	
OPAL 60	8595EU	
ENAMEL-EFFECT - 20 g		
OPAL T	8596EU	
OPAL SL	8597EU	
T-GLASS	8598EU	
BT	8599EU	
PT	8600EU	

Farbe	REF	Menge
ENAMEL-EFFECT - 20 g		
GT	8602EU	
YT	8603EU	
OT	8604EU	
AM-Y	8605EU	
T	8606EU	
GUM - 20 g		
GUM-1	8650EU	
GUM-2	8652EU	
GUM-3	8653EU	
GUM-4	8654EU	
GUM-5	8655EU	
CORRECTION - 20 g		
ADD-ON B	8660EU	
ADD-ON T	8662EU	

Produkt	REF	Menge
Zugehörige Produkte		
SHOFU Porcelain Brush Art Set	6985	
VINTAGE ART Universal Set	P0723	
ZirGloss Polierpaste, 20 g	N0002	

Farbe	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE DENTIN	—		OD-A1: OD-N = 1:1	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3,5	OD-A4	OD-B2: OD-N = 1:1	OD-B2	OD-B2: OD-B4 = 1:1	OD-B4	OD-C2: OD-N = 1:1	OD-C2	OD-C2: OD-C4 = 1:1	OD-C4	OD-D3: OD-N = 2:1	OD-D3	OD-D3: OD-B4 = 1:1
BODY	—		W3B	A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
OPAL ENAMEL	OPAL 56	OPAL 56: OPAL 57 = 2:1	OPAL 56: OPAL 57 = 1:1	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 58	OPAL 59

OPAQUE DENTIN	OD-N									
OPAL ENAMEL	OPAL 56	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60					
ENAMEL EFFECT	T	T-Glass	OPAL T	OPAL SL	BT	PT	GT	YT	OT	AM-Y

GUM COLOR	GUM-1	GUM-2	GUM-3	GUM-4	GUM-5
	ADD-ON B	ADD-ON T	—		

Die Basis-Farben entsprechen dem VITA Classical Farbsystem. VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

Auftraggeber (mit Datum und Unterschrift)

Verrechnungsdepot / Ort



SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70 · 40885 Ratingen
Tel.: 0 21 02 / 86 64 - 0 · Fax: 0 21 02 / 86 64 - 64
info@shofu.de · www.shofu.de